#### Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro



### PROCALCITONIN FS PROCALCITONINA FS



ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907 2534 / 0800 015 1414 / <a href="mailto:sac@kovalent.com.br">sac@kovalent.com.br</a>

Reagente diagnóstico para determinação quantitativa in vitro de Procalcitonina (PCT) em soro ou plasma em sistemas fotométricos.

Nº de lote data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
1 7318 99 10 930	R1 2x18mL + R2 2x6mL

#### SUMÁRIO

A sepse é uma disfunção orgânica com risco à vida causada por uma resposta imune desregulada do hospedeiro à uma infecção. É uma preocupação de saúde global e uma das maiores causas de morte em todo o mundo, afetando cerca de 48,9 milhões de pessoas por ano<sup>1-3</sup>.

O diagnóstico e o tratamento precoce da sepse ainda permanecem como um grande desafio nas unidades de tratamento intensivo. PCT, precursor tireoidiano da calcitonina, é um aminoácido polipeptídico de 116 aminoácidos com peso molecular de aproximadamente 13 kDa. Sob condições fisiológicas, o PCT é exclusivamente sintetizado pelas células C da tireoide e sofre sucessivas clivagens em três fragmentos, N-terminal, calcitonina e katacalcina<sup>3-</sup>

Os níveis de PCT no soro em indivíduos saudáveis são muito baixos (< 0,05 ng/mL). Em resposta à infecções microbianas sistêmicas e à sepse, o PCT é ubiquamente expresso em múltiplos tecidos pelo estímulo de citocinas inflamatórias ou de endotoxinas bacterianas, e pode ser aumentado em até 1000 ng/mL $^{5-8}$ .

#### <u>MÉTODO</u>

Teste imunoturbidimétrico melhorado por partículas.

#### **PRINCÍPIO**

Determinação da concentração de Procalcitonina pela medição fotométrica da reação antígeno-anticorpo entre anticorpos contra Procalcitonina humana ligados a partículas de poliestireno e a Procalcitonina presente na amostra.

#### **REAGENTES**

Componentes e Concentrações:

$\underline{R1} \Rightarrow$	TRIS	pH 6,5	0,1 mol/L
R2⇒	TRIS	pH 9.0	0.1 mol/L

Anticorpos policionais (cabra) contra PCT humana covalentemente ligados a partículas de poliestireno.

#### ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES

Os reagentes são estáveis até o prazo da data de validade, se a contaminação for evitada, protegidos da luz e armazenados a temperatura de 2 a 8 °C. Não congelar os reagentes!

#### **CUIDADOS E PRECAUÇÕES**

- Os reagentes contêm azida sódica (0,9 g/L) como conservante. Não ingerir! Evitar o contato com a pele e com as membranas mucosas.
- O Reagente 2 contém material de origem animal. Manusear o produto como potencialmente infeccioso de acordo com as medidas de precaução universais e com as boas práticas de laboratório.
- Em casos muito raros, amostras de pacientes com gamopatia podem apresentar resultados alterados<sup>9</sup>.
- Por favor, consulte a ficha de segurança e tome as precauções necessárias para o manuseio de reagentes de laboratório. Para um diagnóstico final, os resultados devem sempre ser correlacionados

com o histórico médico do paciente, exames clínicos e outros resultados.

Apenas para uso profissional!

#### GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Seguir as disposições da resolução em vigor que dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

#### PREPARO DOS REAGENTES

Os reagentes estão prontos para uso.

#### MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Solução NaCl (9 g/L)

Equipamento geral de laboratório.

#### **AMOSTRA**

Soro ou plasma heparinizado

Estabilidade<sup>10,11</sup>: 24 horas a 20 - 25 °C 5 dias a 2 - 8 °C

14 dias a -20 °C

Congelar somente uma vez.

Descartar amostras contaminadas.

#### **PROCEDIMENTOS PARA O TESTE**

Aplicações para sistemas automáticos estão disponíveis quando requisitadas ou em nosso site: www.kovalent.com.br

O procedimento manual pode diferir ligeiramente das aplicações para os sistemas automatizados.

Comprimento de onda 660 nm Temperatura 37 °C

Medição Contra o branco do reagente

	Branco	Amostra ou padrão	
Amostra ou padrão	=	60 μL	
Água destilada	60 μL	-	
Reagente 1	720 μL	720 μL	
Misturar, incubar por 5 minutos, então adicionar:			
Reagente 2	240 μL	240 μL	
Misturar, incubar por 5 min e 50 segundos a 37°C, e então ler a absorbância A1. Após 10 minutos, ler a absorbância A2.			

#### **CÁLCULOS**

A concentração de PCT em amostras é derivada da curva de calibração utilizando um modelo matemático apropriado como o RCM ou *spline*. A curva de calibração é obtida com seis diferentes níveis de calibrador, incluindo um valor zero baseado na matriz. Estabilidade da calibração: 4 semanas

## DiaSys

Diagnostic Systems

#### Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

#### **CALIBRADORES E CONTROLES**

Para a calibração em sistemas fotométricos automatizados, o calibrador TruCal PCT é recomendado. Para controle de qualidade interno, os controles TruLab PCT Level 1 e TruLab PCT Level 2 devem ser medidos. Cada laboratório deve estabelecer ações corretivas em caso de desvios em recuperação de controles.

#### **GARANTIA**

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as informações nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

#### CARACTERÍSTICAS / DESEMPENHO

#### Faixa de Medição

O ensaio foi desenvolvido para determinar concentrações de procalcitonina dentro de uma faixa de medição de 0,2 - 50 ng/mL. Quando os valores excederem esta faixa as amostras devem ser diluídas 1 + 4 com solução de NaCl (9 g/L) e o resultado multiplicado por 5.

#### Especificidade / Interferências

Nenhuma interferência foi observada com as seguintes substâncias nas respectivas concentrações apresentadas na tabela a seguir:

Substância interferente	Concentração
Ácido ascórbico	150 mg/dL
Bilirrubina (conjugada)	60 mg/dL
Bilirrubina (livre)	60 mg/dL
Hemoglobina	1000 mg/dL
Lipemia (triglicerídeos)	1500 mg/dL
Fator reumatoide	1000 IU/mL
α-CGRP (humana)	10 μg/mL
β-CGRP (humana)	10 μg/mL
Calcitonina (humana)	20 ng/mL
Cefotaxima	180 mg/dL
Dobutamina	22,4 μg/mL
Dopamina	26 mg/dL
Furosamida	4 mg/dL
Imipenem	0,5 mg/mL
Noradrenalina (norepinefrina)	4 μg/mL
Vancomicina	3 mg/dL

Para mais informações sobre substâncias interferentes vide Young DS<sup>12</sup>.

#### Sensibilidade / Limite de Detecção

O limite de detecção mais baixo é 0,2 ng/mL.

#### Precisão

Precisão Intra-ensaio	Média	DP	CV
n = 20	[ng/mL]	[ng/mL]	[%]
Amostra 1	0,446	0,029	6,53
Amostra 2	1,98	0,083	4,17
Amostra 3	9,73	0,365	3,74

Precisão Inter-ensaio	Média	DP	CV
n = 20	[ng/mL]	[ng/mL]	[%]
Amostra 1	0,500	0,037	7,34
Amostra 2	1,87	0,094	5,00
Amostra 3	9,48	0,338	3,56

#### Comparação de Métodos

Uma comparação de métodos entre Procalcitonin FS (y) e um teste comercial disponível (x) usando 148 amostras demonstrou os seguintes resultados:  $y = 0.919 \text{ x} + 0.041; \text{ R}^2 = 0.983$ 

#### VALORES DE REFERÊNCIA 13,14

#### Soro ou plasma

< 0,5 ng/mL: Infecção sistêmica (sepse) improvável. Níveis baixos não excluem a infecção, pois infecções localizadas (sem

sinais sistêmicos) podem estar associados com níveis

baixos.

≥ 0,5 e < 2 ng/mL: Infecção sistêmica (sepse) possível. Paciente deve ser

monitorado de perto.

≥ 2 e < 10 ng/mL: Representa alto risco de sepse severa e/ou choque

séptico.

≥ 10 ng/mL: Sepse severa ou choque séptico, quase exclusivamente

devido à infecção bacteriana severa.

**Nota:** os níveis de PCT podem estar elevados independentemente de infecção bacteriana em neonatos (< 3 dias de vida, elevação fisiológica)<sup>14-16</sup>. Níveis aumentados de PCT podem ocorrer também em pacientes em condições médicas especiais, como por exemplo politrauma, grande cirurgia e queimadura severa<sup>6,7,13,14</sup>.

Cada laboratório deve verificar se os valores de referência podem ser utilizados na sua própria população de pacientes e determinar seus próprios valores de referência, se necessário.

#### **LITERATURA**

- Rudd KE et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study, The Lancet 2020; 395 (10219): 200-211.
- Singer M et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315(8): 801-810.
- Fleischmann C et al. Assessment of global incidence and mortality of hospital-treated sepsis. Current estimates and limitations. Am J Respir Crit Care Med. 2016; 193(3): 259–272.Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1<sup>st</sup> ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 208-14.
- Maruna P, Nedelníková K and Gürlich R. Physiology and genetics of procalcitonin. Physiol Res. 2000; 49(Suppl 1): S57–S61.
- Christ-Crain M, Müller B. Procalcitonin in bacterial infectionshype, hope, more or less? Swiss Med Weekly. 2005; 135:451-460.
- Becker KL et al. Procalcitonin in sepsis and systemic inflammation: a harmful biomarker and a therapeutic target. British journal of pharmacology 2010; 159(2): 253-264.
- Becker KL et al. Procalcitonin and the calcitonin gene family of peptides in inflammation, infection, and sepsis: a journey from calcitonin back to its precursors. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004; 89(4): 1512-1525.
- 8. Müller B et al. Ubiquitous expression of the calcitonin-i gene in multiple tissues in response to sepsis. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86(1): 396-404.
- Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. ClinChemLabMed 2007; 45(9): 1240-1243.
- Gruzdys V et al. Method Verification Shows a Negative Bias between 2 Procalcitonin Methods at Medical Decision Concentrations. The journal of applied laboratory medicine 2019; 4(1): 69-77.
- Meisner M. Procalcitonin-influence of temperature, storage, anticoagulation and arterial or venous asservation of blood samples on procalcitonin concentrations. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 1997; 35(8): 597-602.
- Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5<sup>th</sup> ed.
   Volume 1 and 2. Washington, DC: The American Association for Clinical Chemistry Press 2000.
- Harbarth S et al. Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6, and interleukin-8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 396–402.
- Meisner M. Procalcitonin Biochemie und klinische Diagnostik. 1. Auflage Bremen: UNI-MED-Verlag 2010.
- Chiesa C et al. Reliability of procalcitonin concentrations for the diagnosis of sepsis in critically ill neonates. Clinical infectious diseases 1998; 26(3): 664-672.

# Diagnostic Systems

#### Instruções de Uso

#### Somente para uso diagnóstico in vitro

16. Chiesa C et al. C-reactive protein, interleukin-6, and procalcitonin in the immediate postnatal period: influence of illness severity, risk status, antenatal and perinatal complications, and infection. Clinical chemistry 2003; 49(1): 60-68.

#### INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR



#### Símbolos Usados



Fabricante



Limites de temperatura



Diagnóstico in vitro



Cuidado, consulte documentos anexos



Consulte instruções de uso



Material Reciclável



Não rejeitar diretamente para o ambiente





Data de Fabricação



Validade



Risco Biológico



Altamente tóxico



Corrosivo



Nocivo

Fabricado por: DiaSysDiagnostic Systems GmbH Importado e Distribuído por: Kovalent do Brasil Ltda. Rua Cristóvão Sardinha, 110, Jd. Bom Retiro São Gonçalo, RJ

Cep: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56 MS - nº 80115310263

SAC: sac@kovalent.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

www.kovalent.com.br