

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310204
CÓDIGO / CODE 111185
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 111185182
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2019

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS
LOTE / LOT: 111186182
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2019

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 7.4 - 7.6 | 7.46 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.050 | 0.002 |
| TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL) | 80.7 - 111 | 93.7 |
| TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL) | 216 - 298 | 251.7 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control